

Indicaciones de uso

- El sistema de monitoreo remoto de temperatura (Remote Temperature Monitoring, RTM) de Podimetrics está diseñado para que lo utilicen pacientes junto con profesionales de atención médica o cuidadores, para la evaluación periódica de la temperatura en las plantas de los pies para detectar signos de inflamación.
- Este proporcionará información que indica cuándo el paciente y el proveedor de atención médica deben comunicarse para una evaluación y tratamiento adicionales con respecto a cualquier inflamación localizada observada en los pies a través del sistema de detección electrónica y la visualización remota de sus datos.
- El sistema de RTM de Podimetrics está diseñado para ser utilizado bajo la dirección de un profesional de atención médica como complemento y no en reemplazo del autoexamen, del cuidado periódico de los pies y del examen realizado por un profesional de atención médica. Además, no diagnostica ningún estado de enfermedad específico.



COMUNÍQUESE CON NOSOTROS

1-833-203-3777 (TTY: 711)

patients@podimetrics.com

www.podimetrics.com



Copyright © 2024 Podimetrics. Todos los derechos reservados.
LBL-0018, REV E, ACTUALIZADO EN NOVIEMBRE DE 2024

GUÍA DE INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Programa SmartMat™ de Podimetrics



Complicaciones del pie diabético

Las heridas del pie diabético, también llamadas úlceras, son un problema común para las personas con diabetes. Es importante detectar estas heridas temprano y tomar medidas para prevenir problemas graves como infecciones o amputaciones.

Cómo detectar los primeros signos

El SmartMat mide la temperatura en la planta de los pies. Nuestro equipo de apoyo al paciente supervisa los escaneos diarios de sus pies. Si detectamos signos tempranos de inflamación, que generalmente ocurren antes de que se abra una herida, nos comunicamos con usted y su médico.

Asistencia en su propio hogar

Puede ser difícil controlar sus pies mientras está en su hogar. Podimetrics está aquí para ayudar. Con nuestro SmartMat, podemos controlar sus pies desde la comodidad de su hogar. Como parte del Programa SmartMat, nuestro equipo de apoyo al paciente se asegura de que usted reciba la ayuda que necesita y la atención adecuada cuando la necesite.



Podimetrics SmartMat

Diseñado para el uso diario, el SmartMat controla de forma remota la temperatura de los pies.



- Solo toma 20 segundos al día
- Cumple con la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA)
- No requiere configuración
- Se conecta al celular

No se necesita Wi-Fi dentro de los EE. UU. continentales.

“No puedo sentir mis pies debido a la diabetes. Me reconforta saber que Podimetrics los está controlando.”



Walter

ILLINOIS, EE. UU.

Cómo funciona

Controlamos la temperatura de sus pies y le notificamos tanto a usted como a su médico cuando necesita tomar medidas.



Pise sobre el SmartMat

Su SmartMat envía automáticamente el escaneo a Podimetrics.



Nosotros supervisamos sus escaneos

Observamos los cambios de temperatura y los signos de inflamación.



Nos comunicamos con usted

Nos comunicamos con usted y su médico para ayudar a tomar medidas preventivas.

Monitoreo de temperatura

El monitoreo remoto de la temperatura una vez al día es una herramienta clínica consolidada que se ha estudiado en tres ensayos controlados aleatorios (ECA) financiados por los Institutos Nacionales de Salud (National Institutes of Health, NIH) y se incorpora a tres guías de práctica clínica para el cuidado preventivo del pie.



OBTENGA MÁS INFORMACIÓN
sobre Podimetrics